



ARCHITECT[®]

i1000_{SR}™*

Características compartidas
por la familia ARCHITECT

Carga / Descarga de
reactivos de acceso
continuo

Excelente tiempo de
respuesta STAT

Tecnología avanzada
CHEMIFLEX®



*En desarrollo

ARCHITECT® i 1000_{SR}™



Verdaderas características compartidas por la familia

Usted se beneficia de la transferencia transparente de un sistema a otro.

- Resultados equivalentes en todos los equipos ARCHITECT i Systems™.
- Tecnología, reactivos y protocolos de ensayo idénticos.
- Software idéntico de operación intuitiva.
- Gradilla para muestras universal ARCHITECT.



Gradilla para muestras universal ARCHITECT



Integración sin poner en riesgo

Usted se beneficia de un enfoque único para la consolidación.

- No hay arrastre clínicamente significativo de un tubo a otro (menos de 0.1 ppm).
- El manejador robótico de muestras (RSH) elimina los cuellos de botella y da prioridad a solicitudes urgentes.
- Procesamiento STAT inmediato para tiempo de respuesta rápido y consistente.
- Hasta 25 posiciones para reactivos refrigerados
- Capacidad de carga para 65 muestras, incluyendo 5 – 35 posiciones prioritarias (personalizadas en sitio)
- Acceso continuo a reactivos y muestras
- Velocidad de procesamiento de hasta 100 pruebas de inmunoensayo por hora*



RSH ofrece procesamiento inmediato de tubos de ensayo STAT con carga y descarga de reactivos con acceso continuo



Dinámica mejorada de sistema y ensayos

Usted se beneficia de lo último en tecnología de química.

- La tecnología CHEMIFLEX® ofrece protocolos flexibles de ensayos con detección superior y rangos lineales extendidos
- Función de carga de reactivos con acceso continuo añadida a RSH
- Nuevo diseño patentado de copa de lavado
- Detección del nivel de líquido combinada con tecnología de diferencial de presión para detección mejorada de burbujas y coágulos, que garantiza un muestreo exacto.



Utiliza equipos ARCHITECT de 100 equipos de prueba

ARCHITECT i1000_{SR} se puede integrar en el futuro con el ARCHITECT c4000 (en desarrollo) para combinar capacidades para inmunoensayos y para química clínica en una plataforma.

*Protocolo de ensayos STAT de un paso

ARCHITECT y CHEMIFLEX son marcas registradas de Abbott Laboratories.
i1000SR* y i systems son marcas registradas de Abbott Laboratories.

* En desarrollo

www.abbottdiagnostics.com
1-800-323-9100

©2005 Abbott Laboratories 98-1189/R1-5 de diciembre de 2005. Impreso en los EE.UU.

 **Abbott**
Diagnostics