



ARCHITECT *i2000SR*[®]



- Resultados equivalentes en todos los sistemas de ARCHITECT Inmunología
- Excelente tiempo de respuesta STAT
- Tecnología avanzada Sistema CHEMIFLEX[®]

Put science on your side.

 **Abbott**
A Promise for Life

ARCHITECT *i2000SR*



Gradilla para muestras universal
ARCHITECT

Verdaderas características compartidas por la familia

Usted se beneficia de la transferencia transparente de un sistema a otro.

- Resultados equivalentes en todos los equipos ARCHITECT *i* Systems™
- Tecnología, reactivos y protocolos de ensayo idénticos.
- Software idéntico de operación intuitiva.
- Gradilla para muestras universal ARCHITECT.

Integración sin poner en riesgo

Usted se beneficia de un enfoque único para la consolidación.

- No hay arrastre clínicamente significativo de un tubo a otro (menos de 0.1 ppm).
- El manejador robótico de muestras (RSH) elimina los cuellos de botella y da prioridad a solicitudes urgentes.
- Procesamiento STAT inmediato para tiempo de respuesta rápido y consistente.
- Hasta 25 posiciones para reactivos refrigerados.
- Capacidad de carga para 135 muestras, incluyendo 35 posiciones de prioridad.
- Acceso continuo a muestras.
- Velocidad de procesamiento de hasta 200 pruebas de inmunoensayos por hora



Los bastidores de prioridad de RSH
permiten acceso a los tubos de muestras
STAT en 2 minutos o menos.

Dinámica mejorada de sistema y ensayos

Usted se beneficia de lo último en tecnología de Inmunología

- La metodología CHEMIFLEX® ofrece protocolos flexibles de ensayos con detección superior y rangos lineales extendidos.
- Detección del nivel de líquido combinada con tecnología de diferencial de presión para detección mejorada de burbujas y coágulos, que garantiza un muestreo exacto.



Comparte los mismos reactivos
de la familia ARCHITECT

ARCHITECT *i2000SR* se puede integrar con ARCHITECT *c8000* para consolidar química clínica e inmunoensayos en una plataforma.



c 8000®

+



i 2000 SR®

=



ci 8200®

ARCHITECT, *ci*8200, *c*8000, *i*2000SR y CHEMIFLEX son marcas registradas de Abbott Laboratories.
i systems es una marca registrada de Abbott Laboratories.

Abbott diagnostics
www.abbottdiagnostics.com
Tel.: (571)628 5600 - Fax: (571)628 5701
Bogotá, D.C. - Colombia

Código 30005991 / Architect *i2000SR* 04/2010

 **Abbott**
Diagnostics